

BRIS ŽDRIJELA

UPUTA ZA UZIMANJE – bris se uzima pamučnim štapićem, tako da se pobriše stražnja stijenka orofarinksa te obje tonzile ili oba nepčana luka, pazeći da se pritom ne dodiruje jezik ili bukalna sluznica.

TRANSPORT – bris je potrebno transportirati bez transportnog medija do 2 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja ili u transportnom mediju (Stuart, Amies) do 24 h na sobnoj temperaturi od trenutka uzimanja.

KOLIČINA UZORKA - bris sa ili bez transportnog medija.