

SPUTUM-ISKAŠLJAJ

UPUTA ZA UZIMANJE – pacijent uzorak daje ujutro, nakon buđenja. Ukoliko pacijent ima zubnu protezu, potrebno ju je ukloniti. Pacijent ispire usta običnom vodom nakon čega se dubinski iskašlje u sterilnu posudicu.

TRANSPORT – uzorak je potrebno transportirati unutar 2 sata od trenutka davanja na sobnoj temperaturi, a iznimno unutar 24 sata na +4 °C.

KOLIČINA UZORKA – potrebna količina uzorka je >2 ml u sterilnoj posudici.

SPUTUM – ISKAŠLJAJ NA LEGIONELLU PNEUMOPHILU

UPUTA ZA UZIMANJE – pacijent uzorak daje ujutro, nakon buđenja. Ukoliko pacijent ima zubnu protezu, potrebno ju je ukloniti. Pacijent ispire usta običnom vodom nakon čega se dubinski iskašlje u sterilnu posudicu.

TRANSPORT – uzorak je potrebno transportirati unutar 2 sata od trenutka davanja na +4 °C, a iznimno unutar 24 sata na +4 °C.

KOLIČINA UZORKA – potrebna količina uzorka je >2 ml u sterilnoj posudici.